


TECNOLOGIA QUE MOVIMENTA SUA AGENDA

Catálogo de equipamentos para locação em clínicas
de estética



LAVIEEN | ELYON DUAL WAVE | SCIZER

Tecnologias selecionadas para ampliar o portfólio e movimentar a agenda da sua clínica.

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI

LAVIEEN

Laser fracionado de túlio 1927 nm



FACE

QUALIDADE DE PELE

SEM CONSUMÍVEIS

Tecnologia voltada à qualidade da pele, com ajuste de energia e duração de pulso para protocolos personalizados.

POR QUE LEVAR PARA A SUA CLÍNICA

- **Alto apelo comercial**

Protocolos associados à luminosidade, à uniformização do tom e à melhora da textura.

- **Agenda dinâmica**

O distribuidor divulga protocolos rápidos e baixo tempo de recuperação, conforme avaliação.

- **Versatilidade**

Ponteiras cambiáveis e ajustes para diferentes objetivos dermatológicos e estéticos.

DADOS ESSENCIAIS

TECNOLOGIA

Laser de túlio

ONDA

1927 nm

ESCANEAMENTO

1 x 1 a 30 x 30 mm

PESO

30 kg

ANVISA

80380260006

ATENÇÃO PROFISSIONAL

Aplicação exclusiva por profissional habilitado, seguindo o manual, a avaliação, os parâmetros e os cuidados pós-procedimento.

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI

ELYON DUAL WAVE

Laser subdérmico Cromatic - 980 nm + 1470 nm



FACE E CORPO

DUAL WAVE

PORTÁTIL

Equipamento compacto que conduz energia por fibra óptica para protocolos subdérmicos faciais e corporais.

POR QUE LEVAR PARA A SUA CLÍNICA

- **Dois comprimentos de onda**
980 nm e 1470 nm, com modos contínuo e pulsado para configuração profissional.
- **Portfólio premium**
Aplicações divulgadas incluem neocolagênese, redução de gordura e skin tightening.
- **Mobilidade**
Com 5,6 kg, favorece operações de locação com logística controlada.

DADOS ESSENCIAIS

TECNOLOGIA

Laser de diodo por fibra

ONDAS

980 nm e 1470 nm

POTÊNCIA

Até 30 W

PESO

5,6 kg

ANVISA

8068988002

ATENÇÃO PROFISSIONAL

Procedimento minimamente invasivo com laser Classe 4. Exige profissional habilitado, controle de acesso, EPIs, fibras adequadas e protocolo para intercorrências.

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI

SCIZER

Ultrassom macrofocado corporal



CORPORAL

NÃO INVASIVO

2 TRANSDUTORES

Tecnologia não invasiva para gordura localizada e contorno corporal, com energia distribuída em áreas amplas.

POR QUE LEVAR PARA A SUA CLÍNICA

- Produtividade**
Dois transdutores podem operar simultaneamente e ampliar a eficiência da agenda.
- Conforto**
O resfriamento de contato auxilia na proteção da epiderme durante a aplicação.
- Posicionamento claro**
Foco em gordura localizada e contorno corporal; não é tratamento para emagrecimento.

DADOS ESSENCIAIS

TECNOLOGIA
HIFU / MFSU

FREQUÊNCIA
2 MHz

PROFUNDIDADES
9 mm e 13 mm

PESO
55 kg

ANVISA
80380269003

ATENÇÃO PROFISSIONAL

A seleção do paciente, a espessura do tecido e a escolha correta do transdutor devem ser avaliadas pelo profissional habilitado.

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI

QUAL TECNOLOGIA COMBINA COM A SUA PRÓXIMA CAMPANHA?

LAVIEEN

QUALIDADE DE PELE

Pigmentação, textura, poros e rejuvenescimento.

ELYON

CONTORNO SUBDÉRMICO

Dual Wave para protocolos faciais e corporais minimamente invasivos.

SCIZER

CONTORNO CORPORAL

Ultrassom macrofocado para gordura localizada, sem cortes.

CONSULTE A DISPONIBILIDADE

Informe o equipamento e a cidade da sua clínica. Nossa equipe retornará com as condições da locação.

WhatsApp (11) 91273-9685 • CLIQUE AQUI

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI

FONTES E USO RESPONSÁVEL

Informações técnicas consultadas em 06/08/2026. Imagens utilizadas para identificação visual dos modelos, obtidas em páginas oficiais ou materiais comerciais dos produtos.

LAVIEEN

MedSystems - página oficial do produto

[CLIQUE AQUI PARA FALAR NO WHATSAPP](#)

ELYON DUAL

Cromatic - página oficial para Estética e HOF

[CLIQUE AQUI PARA FALAR NO WHATSAPP](#)

SCIZER

MedSystems - página oficial do produto

[CLIQUE AQUI PARA FALAR NO WHATSAPP](#)

AVISO

Este catálogo é um material comercial de locação e não substitui o manual, o treinamento, a avaliação individual ou a orientação do conselho profissional. Os resultados variam. O uso deve respeitar o registro sanitário, as indicações autorizadas, a habilitação, a estrutura e os protocolos aplicáveis.

FALE NO WHATSAPP | (11) 97571-3886 | CLIQUE AQUI